

新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目を新たに受託開始いたしますので、ご利用戴きたくご案内いたします。
当所におきましては、皆様のご要望に幅広くお応えすべく研鑽を重ねてまいりますので、今後とも引き続きお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

● 受託開始日 2013年3月25日(月)受付分より

● 新規受託項目

検 査 項 目	検体量 (保存)	所要日数	実施料	検査方法	基 準 値	判定基準
抗Sm抗体/FEIA (項目コード: 4967)	血清 0.3mL (冷蔵)	3~4日	167点 (免疫)	FEIA (蛍光酵素免疫測定法)	5.0未満 U/mL	陽 性(+): 10.0を超える 疑陽性(±): 5.0以上~10.0以下 陰 性(—): 5.0未満 U/mL
抗RNP抗体/FEIA (項目コード: 4968)	血清 0.3mL (冷蔵)	3~4日	150点 (免疫)	FEIA (蛍光酵素免疫測定法)	5.0未満 U/mL	陽 性(+): 10.0を超える 疑陽性(±): 5.0以上~10.0以下 陰 性(—): 5.0未満 U/mL
抗SS-A抗体 /FEIA (項目コード: 4969)	血清 0.3mL (冷蔵)	3~4日	170点 (免疫)	FEIA (蛍光酵素免疫測定法)	7.0未満 U/mL	陽 性(+): 10.0を超える 疑陽性(±): 7.0以上~10.0以下 陰 性(—): 7.0未満 U/mL
抗SS-B抗体 /FEIA (項目コード: 4970)	血清 0.3mL (冷蔵)	3~4日	167点 (免疫)	FEIA (蛍光酵素免疫測定法)	7.0未満 U/mL	陽 性(+): 10.0を超える 疑陽性(±): 7.0以上~10.0以下 陰 性(—): 7.0未満 U/mL
抗Scl-70抗体 /FEIA (項目コード: 4971)	血清 0.3mL (冷蔵)	3~4日	167点 (免疫)	FEIA (蛍光酵素免疫測定法)	7.0未満 U/mL	陽 性(+): 10.0を超える 疑陽性(±): 7.0以上~10.0以下 陰 性(—): 7.0未満 U/mL
抗Jo-1抗体/FEIA (項目コード: 4972)	血清 0.3mL (冷蔵)	3~4日	150点 (免疫)	FEIA (蛍光酵素免疫測定法)	7.0未満 U/mL	陽 性(+): 10.0を超える 疑陽性(±): 7.0以上~10.0以下 陰 性(—): 7.0未満 U/mL