

先生各位

《至急ご連絡》

受託中止および新規受託のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

このたび下記の検査項目につきまして、検査受託中止および新規受託のご案内申し上げます。先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。また、今後とも宜しくご厚誼の程、お願い申し上げます。

謹白

記

■ 受託中止項目

《受託中止日》 2010年11月13日（土）より

《中止項目》

案内書掲載頁	項目コード	中止項目	代替項目
P. 47	4798	結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン- γ (TB-IFN- γ) クオンティフェロン	クオンティフェロン 3 G 下記参照

《中止理由》 試薬製造販売中止のため

■ 新規受託項目

《受託開始日》 2010年11月15日（月）受付分より

検査項目名称	検体量	容器	所要日数	実施料	検査方法	基準値	提出条件・備考
クオンティフェロン 3 G (項目コード: 4901)	血液 各1.0mL 採血後は 17~27℃ で保存	専用 容器 3種	4~11日	600点 免疫	ELISA	陰性	予約検査となっております。採血後の血液検体は出来るだけ早く培養する必要があるため事前にご連絡ください。

☆クオンティフェロン 3 Gは、専用の1mL用採血管 3 本（陰性コントロール、陽性コントロール、抗原）がセットになっています。

☆クオンティフェロン 3 Gは、結核菌感染によって分化したメモリーT細胞と、マクロファージを含む全血液を、BCGには存在しない結核菌特異抗原（ESAT-6、CFP-10、TB7.7）で刺激し、メモリーT細胞から産生された培養上清中のIFN- γ 量を測定して結核感染をBCG接種の影響なしに診断する方法です。

☆採血方法については別紙をご参照ください。



クオンティフェロン 3 G 容器