先生各位

**No.09-33** 2009年11月

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

このたび下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させて戴きたくご案内申し上げます。 先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。

謹白

記

● 変更実施日 2009年12月18日 (金) 受付分より

## ● 変更内容

項目 コート <sup>*</sup>	案内書 掲載頁	項目名称	変更箇所	新	現 行	備考
2496	51	PA·IgG (血小板関連IgG)	基準値	46以下 (ng/10 <sup>7</sup> cells)	9.0~25.0 (ng/10 <sup>7</sup> cells)	より安定性の高い専用容器への変更。 基準値の見直しによる再設定。 《予約検査》 受託可能日は月~木曜日です。祝祭日の前日は不可です。 末梢血の血小板が3.0×10 <sup>4</sup> / μL以下の場合は、専用容器 2本を使用し必ず10mL以上 採血して下さい。
			検体量	血液 7.5mL	血液 7.0mL	
			容器内容	(ACD-A液入)	(EDTA-2Na入)	



<内 容> ACD-A保存液入り

<貯蔵方法> 室温

<有効期間> 1年(アルミシート開封後1ヵ月)

(ACD-A液: Acid Citrare Dextrose Solution-A液)