

先生各位

## 表記方法変更のお知らせ ＜ 結核菌染色標本検査結果値 ＞

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、結核菌（抗酸菌）染色標本顕微鏡検査結果の表記方法を、「新結核菌検査指針2000」に準拠した表記法に統一させて戴きたくご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

### 記

- 実施日 2008年9月1日(月)報告分より変更
- 変更理由 「新結核菌検査指針2000」に準拠した表記方法の変更
- 表記方法

| 新  | 現行<br>(ガフキー号数) |
|----|----------------|
| －  | 抗酸菌認めず         |
| ±  | G1             |
| 1+ | G2             |
| 2+ | G5             |
| 3+ | G9             |