

先生各位

## 血液培養ボトル変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。  
このたび、現在使用中の血液培養ボトルに含まれる抗菌薬吸着剤について、活性炭から吸着ビーズに変更させて戴きたくご案内申し上げます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。  
また、今後とも宜しくご厚誼の程、お願い申し上げます。

謹白

### 記

- 変更実施日 2014年5月より新ボトルへと随時変更致します



#### <変更点>

- ・ 抗菌薬吸着剤が活性炭から吸着ビーズへ変更

#### <吸着ビーズの利点>

- ・ より広域なスペクトルの抗菌薬を吸着し、細菌の増殖率の向上。