

先生各位

緊急

# 淋菌，クラミジア・トラコマチス核酸検出 うがい液採取用容器変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。  
さて、このたびメーカーから、医療機関にて淋菌またはクラミジア・トラコマチス核酸検出の検査において、うがい液検体を採取される際に、検体輸送液である標記製品をうがい液として使用するものと誤解された事例報告を受けましたことにより、誤使用防止のため下記のとおり包装表示を変更させていただき旨の連絡を受けました。  
今回の変更に伴う性能の変更等はございません。ご不明な点がございましたら、弊社集配担当者までお気軽にお問合せください。  
今後ともご支援お引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

## 記

- 変更時期 **2014年6月より、メーカーから入荷次第順次出荷。**
- 対象容器 容器番号103：うがい液採取用容器（淋菌、クラミジア・トラコマチス核酸検出用）
- 変更点 うがい液採取用容器の蓋上面に「口に含むな！」と記載した赤色ラベルを貼付いたします。

蓋上面に「口に含むな！」と記載した赤色ラベルを貼付けします。



蓋上面に「口に含むな！」と記載した赤色ラベルを貼付けします。



## ＜注意＞

うがい液採取用容器をお取扱いされる職員様におかれましては、赤色ラベルを貼った採取管がメーカーから入荷するまでは、患者様が口に含まないよう十分ご注意願います。