

先生各位

No. 17-19
2017年4月

インスリン測定結果への影響に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り有難く厚く御礼申し上げます。
さて、このたび試薬販売元より、インスリンの測定試薬校正剤のロット変更に伴う原材料の変更によりインスリン測定値がロット変更の前後にて変動する可能性がある旨の連絡がございました。
先生方にはご不便をお掛けしますが、事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- 変更実施日 2017年5月15日（月）受付分より
- 対象検査項目

案内書掲載頁	項目コード No.	検査項目名	備考
89	0241	インスリン（IRI）	詳細は裏面をご覧ください

<注> 負荷試験におけるインスリン測定についても対象となります。

お客様各位

ケミルミ ADVIA Centaur/XP/XPT/CP 用
「ケミルミ インスリン較正剤」のロット変更について

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ケミルミ ADVIA Centaur/XP/XPT/CP 用「ケミルミ インスリン較正剤」(以後較正剤)のロット変更に伴い原材料の変更をいたしますことを、謹んでご案内申し上げます。

事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

【該当商品】

品 名	ロット番号
ケミルミ インスリン (ケンタウルス 500T)	202 以降
ケミルミ インスリン 較正剤	02 以降

【内容】

ケミルミ インスリンの較正剤のロット変更において、原材料をヒト血清由来品からブタインスリン置換体に変更すると同時に、WHO 標準物質 (66/304) との整合性をより高めるために、試薬の社内標準品の更新を致しました。



- * 患者検体やサーベイ試料等ではこのロット変更前後で測定値が変動する可能性があります。
- * 弊社内における検証では、この度のロット変更の際に基準値の変更は必要ないとの結果を得ております。

以上

2017年3月

販売元: シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

お問合せ先: カスタマーケアセンター

電話番号: 03-3493-8400