

先生各位

No. 17-35
2017年12月

クラミジア・淋菌(TaqManPCR)専用容器 変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
このたびクラミジア・淋菌 (TaqMan PCR) の採取容器を改良品に変更させていただきますので、
取り急ぎご案内いたします。

謹 白

記

- 変更期日 本案内以降、順次切替させていただきます。
- 対象容器

容器番号*** (ぬぐい液用)		容器番号*** (尿・うがい液用)	
 <p>◀ スwab (2本付) 子宮頸部の粘液除去用 ドライスwab (右) 子宮頸管検体の採取用 フロックスwab (左)</p>		 <p>この間に収まる様に検体を 添加して下さい。</p> <p>初尿・うがい液の採取には 滅菌済みスポイトをご使用 下さい。</p>	
添加剤	塩酸グアニジン	添加剤	塩酸グアニジン
保管方法	常温	保管方法	常温
有効期間	容器表示	有効期間	容器表示
変更箇所	チューブの径が1mm程度細くなるため、内容液の液面の高さが高くなります。 ぬぐい液用はスwabが3本入りから2本入りに変更されます。		

※その他の検査内容に変更はございません。