

先生各位

No07-13

2007年8月

新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目を新たに受託開始いたしますので、
ご利用戴きたくご案内申し上げます。

謹 白

記

●新規受託項目

検査項目	容器	保存	所要日数	実施料	検査方法	基準値
便Hb・Tf精密 〔便中ヘモグロビン・ トランスフェリン精密 項目コード：4815〕	専用 容器	冷蔵	1～2日	75点 (尿糞)	金コロイド 比色法	●便中ヘモグロビン 100 ng/ml未満 ●便中トランスフェリン 50 ng/ml未満

<特徴>

- ① 1本の採便容器から同時にヘモグロビンとトランスフェリンを定量的に測定することが可能です。
- ② 検査前の食事制限が不要です。

<注> ご出検の際は、定性検査（項目コード：5380）と区別されますようお願い致します。
依頼書の通信欄に「便Hb・Tf精密」と、ご記入願います。

●採取容器

