

検査依頼書(抗菌力評価試験)

依頼社コード

依頼日 年 月 日

一般社団法人 **京都微生物研究所**

依頼社名

本社 京都市山科区川田御出町3-4

担当部署名

TEL(075)593-1441 FAX(075)593-4153

担当者名 様

福知山支所 福知山市東羽合町43

依頼社住所[〒]

TEL(0773)23-7311 FAX(0773)23-7313

TEL FAX

分析センター 京都市山科区上花山久保町16-2

依頼社名

TEL(075)593-3320 FAX(075)501-7110

(成績書の社名が異なる場合のみ)

受付No	供試品名	受付No	供試品名

検査項目

<input type="checkbox"/> 1-80 菌数測定 ドロップ法	<input type="checkbox"/> 4-8004 除菌力評価試験	<input type="checkbox"/> 5-8506 細菌同定
<input type="checkbox"/> 1-8001 菌数測定 フィルム密着法(JIS Z 2801)	<input type="checkbox"/> 3-8501 ハロー試験	<input type="checkbox"/> 5-8507 真菌(カビ・酵母)同定
<input type="checkbox"/> 1-8002 SEK菌数測定法(JIS L 1902)	<input type="checkbox"/> 6-8502 MICペプトン法	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 1-8003 菌数測定 シェイクフラスコ法(SIAA)	<input type="checkbox"/> 2-8504 かび抵抗性試験(A法・B法)	<input type="checkbox"/> 写真

使用培地

<input type="checkbox"/> 普通ブイヨン	<input type="checkbox"/> ポテト	<input type="checkbox"/> Nutrient Broth	<input type="checkbox"/> 無機塩溶液+3%Glucose	<input type="checkbox"/> Mueller Hinton Broth
<input type="checkbox"/> 標準寒天培地	<input type="checkbox"/> 普通寒天培地	<input type="checkbox"/> Nutrient Agar	<input type="checkbox"/> 無機塩寒天培地+3%Glucose	<input type="checkbox"/>

被験菌

<input type="checkbox"/> 大腸菌(<i>E.coli</i>)	<input type="checkbox"/> サルモネラ(<i>Sal. enteritidis</i>)	<input type="checkbox"/> 白癬菌(<i>Tr. mentagrophytes</i>)	<input type="checkbox"/> 黒色酵母(<i>Au. pullulans</i>)
<input type="checkbox"/> 黄色ブドウ球菌(<i>St. aureus</i>)	<input type="checkbox"/> 腸炎ビブリオ(<i>V. parahaemolyticus</i>)	<input type="checkbox"/> 黒コウジカビ(<i>As. niger</i>)	<input type="checkbox"/> グリオクラディウム(<i>G. virens</i>)
<input type="checkbox"/> 緑膿菌(<i>Ps. aeruginosa</i>)	<input type="checkbox"/> 肺炎桿菌(<i>Kl. pneumoniae</i>)	<input type="checkbox"/> 青カビ(<i>Pe. funiculosum</i>)	<input type="checkbox"/> パエシロミセス(<i>Pae. variotii</i>)
<input type="checkbox"/> MRSA	<input type="checkbox"/> 枯草菌(<i>B. subtilis</i>)	<input type="checkbox"/> 毛玉カビ(<i>Ch. globosum</i>)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> セレウス(<i>B. cereus</i>)	<input type="checkbox"/> カンジダ(<i>Can. albicans</i>)	<input type="checkbox"/> 黒皮カビ(<i>Cl. cladosporioides</i>)	<input type="checkbox"/>

保存時間

<input type="checkbox"/> 24時間	<input type="checkbox"/> 48時間	<input type="checkbox"/> 18時間	<input type="checkbox"/> () 時間	<input type="checkbox"/> () 分	<input type="checkbox"/> () 分
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

保存温度

<input type="checkbox"/> 35℃	<input type="checkbox"/> 37℃	<input type="checkbox"/> 25℃	<input type="checkbox"/> 29℃	<input type="checkbox"/> () °C
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------

備考

検査料金

--	--