

先生各位

## 新規受託項目のお知らせ

### 《抗アクアポリン4抗体》

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。  
この度、抗アクアポリン4抗体につきまして下記の通りご案内申し上げます。  
今後ともよろしくご厚誼のほどお願い申し上げます。

謹白

#### 記

- 受託開始日                   2016年1月23日（土）受付分より
- 新規受託項目

検査項目	検体量	容器	保存 安定性	所要 日数	実施料	検査方法	基準値	備考
抗アクアポリン4抗体 (項目コード : 3238)	血清 0.4mL	1	凍結	3~9	1000点 (免疫)	ELISA	5.0未満 陰性 (U/mL)	採血後の検体回収 までの保管は室温 でお願いします。

#### <抗アクアポリン4抗体について>

抗アクアポリン4抗体は、視神経脊髄炎（NMO）に特異的な自己抗体です。従来NMOは、多発性硬化症（MS）の一病型と考えられていましたが、抗アクアポリン4抗体の発見によって、MSとは病態が異なることが明らかになってきました。また、NMOとMSは有効な治療法が異なるため、早期の鑑別診断が重要とされています。  
なお、本検査は、検査方法による感度の違いにより、生体細胞を用いた測定法（cell-based-assay）が陽性であっても、ELISA法で陰性を示す場合があります。

#### <保険算定上の条件>

ELISA法により視神経脊髄炎の診断（治療効果判定を除く）を目的として測定した場合に算定できます。